

# Endoscopes **PENTAX** Medical

*Redéfinir la définition d'image et les soins au patient*



*L'excellence en  
matière de qualité,  
d'innovation et de  
performance pour les  
endoscopes  
gastro-intestinaux*

**PENTAX**  
MEDICAL

# Endoscopes PENTAX Medical

*Redéfinir la définition d'image et les soins au patient*

| Numéro de modèle       | Description du produit   | Diamètre du canal de travail (mm) | Diamètre externe (mm) | Longueur de travail (mm) | Angulation vers le haut/bas (°) | Angulation vers la gauche/droite (°) | Angle de vision (°)  | Profondeur de champ | Jet d'eau avant | Type d'image | Type de caméra | Boîtier de contrôle                 |
|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>EGD</b>             |  |                                   |                       |                          |                                 |                                      |                      |                     |                 |              |                |                                     |
| EG29-i10               | HD standard+   | 3,2                               | 9,8                   | 1050                     | 210/120                         | 120/120                              | 140                  | 2-100 (CloseFocus™) | O               | Vidéo        | HD+            | Boîtier de contrôle ergonomique i10 |
| EG27-i10               | Étroit HD+   | 2,8                               | 9,0                   | 1050                     | 210/120                         | 120/120                              | 140                  | 2-100 (CloseFocus™) | -               | Vidéo        | HD+            | Boîtier de contrôle ergonomique i10 |
| EG16-K10               | Transnasal   | 2,0                               | 5,4                   | 1100                     | 210/120                         | 120/120                              | 140                  | 4-100               | -               | Vidéo        | SD             | Boîtier de contrôle ergonomique i10 |
| EG-2490K               | 8mm Étroit   | 2,4                               | 8,0                   | 1050                     | 210/120                         | 120/120                              | 140                  | 4-100               | -               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| EG-3490K               | Canal de grande dimension  | 3,8                               | 11,6                  | 1050                     | 210/120                         | 120/120                              | 140                  | 4-100               | O               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| EG-3890TK              | Double canal   | 3,8 & 2,8                         | 12,8                  | 1050                     | 180/120                         | 120/120                              | 140                  | 4-100               | O               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| EG-2990K               | SD standard  | 2,8                               | 9,8                   | 1050                     | 210/120                         | 120/120                              | 140                  | 4-100               | O               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| EG-2790K               | Étroit SD  | 2,8                               | 9,0                   | 1050                     | 210/120                         | 120/120                              | 140                  | 4-100               | -               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| <b>ERCP</b>            |  |                                   |                       |                          |                                 |                                      |                      |                     |                 |              |                |                                     |
| ED24-i10T*             | Duodéno-scopie HD  | 4,2                               | 11,6                  | 1250                     | 120/90                          | 105/90                               | 100 (10 rétro)       | 4-60                | -               | Vidéo        | HD             | Boîtier de contrôle ergonomique i10 |
| ED-3490TK              | Duodéno-scopie   | 4,2                               | 11,6                  | 1250                     | 120/90                          | 105/90                               | 100 (10 rétro)       | 4-60                | -               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| ED-3670TK              | Duodéno-scopie thérapeutique à canal de grande dimension             | 4,8                               | 12,1                  | 1250                     | 120/90                          | 110/90                               | 100 (10 rétro)       | 4-60                | -               | Vidéo        | SD             | Série 70                            |
| FCP-9P                 | Cholangio-pancréatoscopes (appareil de très petite taille) - série P | 1,15                              | 3,1                   | 1900                     | 90/90                           | N/A                                  | 90 (air)<br>64 (eau) | 1-50                | -               | Fibre        | -              | -                                   |
| <b>Entéroscopie</b>    |  |                                   |                       |                          |                                 |                                      |                      |                     |                 |              |                |                                     |
| VSB-2990i              | Entéroscopie pour petit intestin                                     | 2,8                               | 9,8                   | 2200                     | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 3-100               | -               | Vidéo        | HD             | Série 90                            |
| <b>Écho-endoscopie</b> |  |                                   |                       |                          |                                 |                                      |                      |                     |                 |              |                |                                     |
| EG-3670URK             | Échoendoscope radial   | 2,4                               | 12,1                  | 1250                     | 130/60                          | 60/60                                | 140                  | 4-100               | -               | Vidéo/US     | SD             | Série 70                            |
| EG-3270UK              | Échoendoscope linéaire étroit  | 2,8                               | 10,8                  | 1250                     | 130/130                         | 120/120                              | 120                  | 5-100               | -               | Vidéo/US     | SD             | Série 70                            |
| EG-3870UTK             | Échoendoscope linéaire   | 3,8                               | 12,8                  | 1250                     | 130/130                         | 120/120                              | 120                  | 5-100               | -               | Vidéo/US     | SD             | Série 70                            |
| <b>Colonoscopie</b>    |  |                                   |                       |                          |                                 |                                      |                      |                     |                 |              |                |                                     |
| EC38-i10L              | HD+ standard   | 3,8                               | 13,2                  | 1700                     | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 4-100               | O               | Vidéo        | HD+            | Boîtier de contrôle ergonomique i10 |
| EC34-i10L              | HD+ étroit   | 3,8                               | 11,6                  | 1700                     | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 2-100 (CloseFocus™) | O               | Vidéo        | HD+            | Boîtier de contrôle ergonomique i10 |
| EC-3490Li              | RetroView™ HD  | 3,2                               | 11,6                  | 1700                     | 210/180                         | 160/160                              | 140                  | 3-100               | O               | Vidéo        | HD             | Série 90                            |
| EC-2990Li              | UltraSlim HD   | 2,8                               | 9,8                   | 1700                     | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 3-100               | O               | Vidéo        | HD             | Série 90                            |
| EC-3890TLK             | Double canal   | 3,8 & 2,8                         | 13,2                  | 1700                     | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 3-100               | O               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| EC-3890LK              | SD standard  | 4,2                               | 13,2                  | 1700                     | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 3-100               | O               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| EC-3490LK              | SD étroit  | 3,8                               | 11,6                  | 1700                     | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 3-100               | O               | Vidéo        | SD             | Série 90                            |
| <b>Sigmoïdoscopie</b>  |  |                                   |                       |                          |                                 |                                      |                      |                     |                 |              |                |                                     |
| ES-3870K               | Sigmoïdoscope  | 4,2                               | 12,8                  | 700                      | 180/180                         | 160/160                              | 140                  | 3-100               | O               | Vidéo        | SD             | Série 70                            |

\*Littérature pour le marché Canadien seulement.

## PENTAX Medical

6715 Millcreek Drive, Unit 1  
Mississauga, ON L5N 5V2  
Téléphone +1 905 286 5570  
Télécopieur +1 905 286 5571  
www.pentaxmedical.ca

**PENTAX**  
**MEDICAL**