



Zukunftsweisende **Fiberendoskopie** für HNO.

Flexible Fiberendoskope und
Naso-Pharyngo-Laryngoskope.

Die FNL-Produktpalette von PENTAX Medical bietet ein breites Spektrum an konventionellen und mobilen Fiberendoskopen. Ausgelegt für anspruchsvolle und kosteneffiziente endoskopische Untersuchungen.

Optische Geräte höchster Qualität zur Unterstützung von Diagnose und Therapie.

Maximale Flexibilität

Mit den flexiblen Fiberendoskopen lassen sich anatomische Regionen untersuchen, die mit starren Endoskopen nicht erreichbar sind. Die Fiberendoskope von PENTAX Medical sind kompatibel konzipiert, so dass Lichtquelle und Videokamera zusammen mit diversen medizinischen Geräten einsetzbar sind. Maximale Mobilität kann durch eine akkubetriebene kabellose LED-Lösung erreicht werden.



Breites Anwendungsfeld

Die FNL-Produktpalette umfasst ein pädiatrisches Modell, Endoskope für Routineanwendungen und ein therapeutisches Modell mit einem Arbeitskanal von 2,2 mm Durchmesser. Die Fiberendoskope von PENTAX Medical eignen sich für Diagnose- und Therapieverfahren.



HIGH-QUALITY-FIBERENDOSKOPE

Produkt	Einführschlauch [ø mm]	Distales Ende [ø mm]	Instrumentierkanal [ø mm]	Arbeitslänge [mm]	Blickwinkel [°]	Abwinkelung auf/ab [°]	Abwinkelung rechts/links [°]	Anmerkungen
Naso-Pharyngo-Laryngoscopes								
Schlank								
FNL-7RP3	2,4	2,2	-/-	300	75	130/130	-/-	-
Normal								
FNL-10RP3	3,5	3,2	-/-	300	75	130/130	-/-	-
FNL-10RBS	3,5	3,2	-/-	300	85	130/130	-/-	mobil
Therapeutisch								
FNL-15RP3	4,9	4,8	2,2	300	75	130/130	-/-	-

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104 · 22527 Hamburg · Tel.: +49 (0)40 56192-0
 Fax: +49 (0)40 56192-234 · www.pentaxmedical.com

PENTAX
MEDICAL