

MagniView

Die HD+ Endoskope mit 136-fachem optischem Zoom.




Ein neuer Meilenstein in der Charakterisierung.



Optical Zoom

Stark in der Vergrößerung

Mithilfe der optischen Zoomfunktion kann das Bild stufenlos 136-fach (bei Verwendung eines 19"-Monitors) vergrößert werden. So lassen sich die Oberflächenstrukturen detailliert untersuchen. Die Charakterisierung wird dadurch wesentlich unterstützt.



i-scan
Management

Ausgezeichnet in der Bildgebung

Die Kombination von i-scan, HD+ und Zoomfunktion in einem Standardendoskop entspricht dem modernsten Stand der Technologie im Bereich der Detektion und Charakterisierung für die endoskopische Routine.

Unschlagbar in der Funktionalität

Der Durchmesser des Arbeitskanals und der Außendurchmesser entsprechen denen eines üblichen Standardendoskops – trotz des zusätzlichen optischen Zooms. Die MagniView-Endoskope lassen sich gut positionieren, ihr Zoom ist leicht steuerbar. Dank der Flexibilitätsabstufung (GDF) des Einführschlauchs und des ergonomischen Designs bieten sie Patienten und Ärzten einen hohen Komfort.

Technische Daten MagniView-HD+ Gastroskop und -Koloskope

Produkt	EG-2990Zi	EC-3890LZi	EC-3890FZi	EC-3890MZi
		Gastroskop		Koloskope
Einführschlauch, Durchmesser	9,8 mm		13,2 mm	
Distales Ende, Durchmesser	10,6 mm		13,0 mm	
Instrumentierkanal, Durchmesser	2,8 mm		3,8 mm	
Arbeitslänge	1.050 mm	1.700 mm	1.500 mm	1.300 mm
Blickwinkel	140°			
Abwinkelung auf/ab	210°/210°		180°/180°	
Abwinkelung rechts/links	120°/120°		160°/160°	
Distale Kappe, abnehmbar	OE-A58		OE-A59	
Anmerkungen	HD+, Spülkanal			

Änderungen der technischen Daten aufgrund kontinuierlichen technischen Fortschritts vorbehalten. Stand: April 2014. HOYA Corporation, zertifiziert nach EN ISO 13485

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104 · 22527 Hamburg
T: +49 40 56192-266 · F: +49 40 56192-234 · E: anfrage.de@pentaxmedical.com

www.pentaxmedical.de



PENTAX
MEDICAL
Excellence in Focus