


PENTAX Medical
MagniView

Die HD+ Endoskope mit 136-fachem optischem Zoom.



Ein neuer Meilenstein in der Charakterisierung.





Stark in der Vergrößerung

Mithilfe der optischen Zoomfunktion kann das Bild stufenlos 136-fach vergrößert werden. So lassen sich die Oberflächenstrukturen detailliert untersuchen. Die Charakterisierung wird dadurch wesentlich unterstützt.



Ausgezeichnet in der Bildgebung

Die Kombination von i-scan, HD+ und Zoomfunktion in einem Standardendoskop entspricht dem modernsten Stand der Technologie im Bereich der Detektion und Charakterisierung für die endoskopische Routine.



Unschlagbar in der Funktionalität

Der Durchmesser des Arbeitskanals und der Außendurchmesser sind genauso groß wie bei einem üblichen Therapieendoskop – trotz des zusätzlichen optischen Zooms. Die MagniView-Endoskope lassen sich gut positionieren, ihr Zoom ist leicht steuerbar. Dank der Flexibilitätsabstufung des Einführschlauches und des ergonomischen Designs bieten sie Patienten und Ärzten einen hohen Komfort.

Technische Daten MagniView HD+ Endoskope

Produkt	EG-2990Zi	EC-3890LZi	EC-3890FZi	EC-3890MZi
	Gastroskop		Koloskope	
Einführschlauch, Durchmesser	9,8 mm		13,2 mm	
Distales Ende, Durchmesser	10,6 mm		13,0 mm	
Instrumentierkanal, Durchmesser	2,8 mm		3,8 mm	
Arbeitslänge	1.050 mm	1.700 mm	1.500 mm	1.300 mm
Blickwinkel	140°			
Abwinkelung auf/ab	210°/210°		180°/180°	
Abwinkelung rechts/links	120°/120°		160°/160°	
Anmerkungen	HD+, Wasserjet-System			
abnehmbare distale Kappe	OE-A58		OE-A59	

Änderungen der technischen Daten aufgrund kontinuierlichen technischen Fortschritts vorbehalten. Stand: April 2014. HOYA Corporation, zertifiziert nach EN ISO 13485

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104 · 22527 Hamburg
T: +49 (0)40 56192-266 · F: +49 (0)40 56192-234 · E: anfrage@pentaxmedical.de

www.pentaxmedical.de



PENTAX
MEDICAL
Excellence in Focus