



# i-scan Zertifizierung

*Wissen ist Macht*

Die i-scan Zertifizierung soll das klinische Team dazu befähigen i-scan mit allen seinen bewährten Vorteilen in der Praxisroutine zu nutzen. Mit jeder Installation des Videoprozessors OPTIVISTA EPK-i7010 erhält Ihr klinisches Team automatisch Zugang zur i-scan Schulungsplattform mit Selbstlernmodulen zu i-scan-Klassifikationen, Lehrfilmen und Webinaren. Alle diese neuen Inhalte sind im für Mitglieder reservierten Abschnitt der i-scan-Website zugänglich. Die Schulungsplattform speichert Ihre Lernfortschritte und informiert Sie automatisch, wenn neue Lerninhalte bereitstehen.

Nach Abschluss einer i-scan Schulungseinheit stellt Ihnen die i-scan Task Force zur Bescheinigung Ihrer i-scan Kenntnisse ein Zertifikat aus.



## Auf der i-scan-Website können Sie Ihre Kenntnisse austauschen und erweitern.

- Verfügbar auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch
- Umfangreiche Videobibliothek mit Fallbeispielen
- Archiv wissenschaftlicher Studien zu i-scan
- Private Mitgliedschaft eröffnet exklusiven Zugang zu Schulungsinhalten

[www.i-scanimaging.com](http://www.i-scanimaging.com)




## Premium Installation


Ein Premium-Service für Premium-Kunden

### Die beste Kombination für eine optimale Bildgebung


**Videoendoskope**  
Serie i10



**Videoprozessor**  
EPK-i7010



**Monitor**  
27" Radiance Ultra



Wir arbeiten hart, um für Ihre Anforderungen die optimale Lösung bereitzustellen. Für die Nutzung der einzigartigen Bildqualität von PENTAX Medical benötigen Sie eine optimale Konfiguration vom Endoskop bis zum Monitor.

### Der Servicetechniker von PENTAX Medical wird daher

- die optimalen Einstellungen des Prozessors für die Nutzung von i-scan und i-scan OE vornehmen,
- eventuell nötige Software-Updates für Ihre Endoskope installieren,
- die HD+-Kompatibilität Ihrer elektronischen Peripheriegeräte prüfen,
- die gesamten elektrischen Leitungen eingehend auf ausreichende Qualität prüfen,
- Sie zur Übertragung von HD+-Bildern über große Entfernungen beraten.

### Für ein erstklassiges Ergebnis

Damit Sie mit dem Videoprozessor OPTIVISTA EPK-i7010 die bestmögliche Bildqualität erhalten, empfehlen wir die Verwendung folgender Ausrüstung:

- i10 HD+-Endoskope
- 27"- Monitor PENTAX Medical Radiance Ultra
- PENTAX Medical ZeroWire

EMEA Hauptverwaltung  
Deutschland



PENTAX Europe GmbH  
Julius-Vosseler-Straße 104 . 22527 Hamburg  
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0 . Fax: +49 40 / 5 60 42 13  
E-mail: info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com

TÜV Süd CE0123 • Medizinprodukt der Klasse: IIa • Dieses Produkt darf nur von Angehörigen der Heilberufe benutzt werden. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung, die auch die Produktspezifikationen enthält. Die Spezifikationen können sich im Zuge des technischen Fortschritts ohne Ankündigung ändern.