

Les endoscopes VNL-J10

Le meilleur de la Haute Définition et de la performance



La gamme de produits VNL-J10 PENTAX Medical répond de façon exhaustive aux besoins en matière d'endoscopie souple.

Utilisées avec des vidéo processeurs équipés de la technologie i-scan, les nouvelles séries VNL accompagneront idéalement vos diagnostics et procédures de traitement.

La gamme de produits VNL peut trouver son utilité dans de nombreuses applications ORL telles que les examens EEFO et les examens stroboscopiques vidéo fonctionnels.

Connectez-vous au monde de la HD



Analyses avancées

Une meilleure orientation et un meilleur accompagnement au diagnostic grâce :

- aux dernières technologies de la carte à puce
- à une meilleure conception de l'extrémité distale et une meilleure distribution de lumière
- à la technologie i-scan

Plus de confort pour le patient

- Un diamètre extérieur minimal pour une meilleure tolérance
- Un meilleur effilage de l'embout distal pour une insertion optimisée

Un diagnostic amélioré et sans risque

Un diagnostic et des instruments thérapeutiques performants

- Nouvelle conception mécanique du canal de l'instrument pour une insertion en douceur des instruments endoscopiques
- Un câble ombilical bifurqué pour faciliter la stroboscopie

Une sécurité accrue pour le patient comme pour l'utilisateur

- une soupape de contrôle de l'aspiration innovante à usage unique
- Compatible avec systèmes STERRAD

Un contrôle stable de l'endoscope et une excellente ergonomie

- Nouvelle conception de l'organisme de contrôle
- Câble-guide optique flexible

CARACTÉRISTIQUES DES ENDOSCOPES DEFINA

	Routine VNL11-J10	Petit VNL8-J10	Thérapeutique VNL15-J10
Diamètre de l'embout distal [mm]	3,5	2,4	4,8
Diamètre du tube d'insertion [mm]	3,6	2,9	4,9
Diamètre du canal de l'instrument [mm]	–	–	2,0
Longueur de fonctionnement [mm]	300	300	300
Longueur totale [mm]	500	500	575
Angle de vision [°]	80	80	80
Distance focale [mm]	3-50	3-50	3-50
Angulation haut/bas [°]	130/130	130/130	130/130

EC REP **Siège de la zone EMEA**
Allemagne

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104 22527 Hamburg

Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0 . Fax: +49 40 / 5 60 42 13

E-mail : info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com

TÜV Süd CE0123 • Classification du dispositif médical : IIa • Ce produit ne doit être utilisé que par des professionnels de santé. Avant utilisation et pour plus d'informations concernant les spécifications du produit, consulter le mode d'emploi. Aux fins du processus technique, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

PENTAX
MEDICAL
Excellence in Focus